



**Filtro sterile ricam.
permaster sanus PT-
FC10 5 µm +
membrana**

Cod. FC-KS10

Gruppo di rabbocco PT-DA

93,00 € IVA Esclusa

DIMENSIONI E PESO

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Gruppo di rabbocco PT-DA con display digitale da 4", dove poter visualizzare informazioni quali:

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

- * conducibilità acqua di rete e di rabbocco
- * quantità di acqua rabboccata
- * tipo di cartuccia e capacità residua cartuccia
- * rabbocco settimanale massimo consentito

Il display può essere ruotato per permettere l'installazione del gruppo in entrambe le direzioni di flusso. E' presente un contatto in uscita per segnalare gli allarmi come cartuccia esaurita o rabbocco settimanale massimo superato. I gruppi sono completi di isolamento e valvole d'intercettazione.

Il rabbocco avviene manualmente. L'operatore è tenuto a verificare la quantità di acqua massima di rabbocco in funzione della conducibilità dell'acqua di ingresso e del tipo di cartuccia installata. Esaurita la capacità di demineralizzazione della cartuccia, occorre sostituirla.

- * Collegamenti: DN 15 / 1/2"
- * Temperatura max d'esercizio: 30°C
- * Pressione max: 10 bar
- * Lunghezza gruppo: 383 mm
- * Portata max (con cartuccia PT-1000): 1,5 litri
- * Portata max (con cartuccia PT-5000): 7 litri/min