


#### Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit Via Campagnola, 19/21 25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951 www.paradigma.it commerciale@paradigma.it

Sede legale Via C.Maffei, 3 38089 Darzo (TN)



# Filtro sterile ricam. permaster sanus PT-FC10 5 µm + membrana

Cod. FC-KS10

Gruppo di rabbocco PT-DA

96,00 € IVA Esclusa

## **DIMENSIONI E PESO**

### **INFO TECNICHE**

## **VANTAGGI**

Gruppo di rabbocco PT-DA con display digitale da 4", dove poter visualizzare informazioni quali:



#### Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit Via Campagnola, 19/21 25011 Calcinato (BS)

T+39 0309980951 www.paradigma.it commerciale@paradigma.it

Sede legale Via C.Maffei, 3 38089 Darzo (TN)

- \* conducibilità acqua di rete e di rabbocco
- \* quantità di acqua rabboccata
- \* tipo di cartuccia e capacità residua cartuccia
- \* rabbocco settimanale massimo consentito

Il display può essere ruotato per permettere l'installazione del gruppo in entrambe le direzioni di flusso. E' presente un contatto in uscita per segnalare gli allarmi come cartuccia esaurita o rabbocco settimanale massimo superato. I gruppi sono completi di isolamento e valvole d'intercettazione.

Il rabbocco avviene manualmente. L'operatore è tenuto a verificare la quantità di acqua massima di rabbocco in funzione della conducibilità dell'acqua di ingresso e del tipo di cartuccia installata. Esaurita la capacità di demineralizzazione della cartuccia, occorre sostituirla.

- \* Collegamenti: DN 15 / ½"
- \* Temperatura max d'esercizio: 30°C
- \* Pressione max: 10 bar
- \* Lunghezza gruppo: 383 mm
- \* Portata max (con cartuccia PT-1000): 1,5 litri
- \* Portata max (con cartuccia PT-5000): 7 litri/min